


Инструкция по эксплуатации демонстратора эффекта Холла

Артикул: TP2103

Описание

Данный продукт используется для исследования эффекта Холла, измерения амплитуды и направления разности электрических потенциалов Холла (напряжения Холла). Изделие представляет собой интегрированную конструкцию. Сборка не требуется. Он прост в эксплуатации и имеет очевидный эффект.

Комплектация

№	Название	Изображение	Кол-во, шт.	Примечание
1	Демонстратор эффекта Холла		1	Встроенный датчик напряжения
2	Магнит в виде бруска		1	
3	USB-кабель		1	

Таб.1

Общая сборка изделия




Рис.1: Демонстратор эффекта Холла

Процедура сборки

Как показано на рис. 1, сборка не требуется.

Примечания

1. Демонстратор можно подключить к компьютеру с помощью USB-кабеля и беспроводной связи Bluetooth.
2. Перед экспериментом выберите подключение в «настройках» программного обеспечения.
3. Во время эксперимента, пожалуйста, держитесь подальше от других источников магнитного поля.

Техническое обслуживание

Если устройство не используется, его следует поместить в картонную коробку. Слегка протрите пыль на поверхности влажной тканью. Избегайте царапин от острых предметов на поверхности.