

Инструкция по работе с экспериментальным оборудованием по биохимии

Артикул : TP6018

Описание продукта

Экспериментальное оборудование по биохимии состоит из экспериментального бюкса, верхней крышки и силиконовой пробки и используется для экспериментов по фотосинтезу, дыханию и экзотермическому прорастанию семян.

Комплектация и техническая спецификация

№	Название	Фотографии	Кол-во, шт.	Примечание
1	Экспериментальный бюкс		1	153,5*60*60 мм
2	Крышка		1	Ø 51,3 мм
3	Пробка силиконовая		2	4,5*8,45 мм

Таб.1

Экспериментальная установка



Рисунок 1: Собранная экспериментальная установка

Этапы сборки

Соберите установку в соответствии с рисунком 1.

Типичные эксперименты

- Фотосинтез
- Дыхание
- Дыхание дрожжей
- Экзотермическое прорастание семян
- Разложение пероксида водорода с помощью катализатора

Примечание

- Датчик давления можно вставить в боковую стенку резервуара.
- Датчики давления можно использовать для экспериментов с давлением, вставив их в гнезда на боковой стенке резервуара.

Техническое обслуживание

- Храните установку в упаковочной коробке, когда она не используется.
- Протирайте пыль влажной мягкой тканью.
- Не царапайте установку острыми предметами