

Инструкция по эксплуатации тороидальной катушки

Артикул: **ТМ3201**

Описание

Изделие скручено из нескольких витков медной проволоки. Клеммы установлены на держателе, что позволяет легко проводить эксперименты. В основном используется для изучения электромагнитной индукции. Структура изделия проста, прочна и долговечна.

Комплектация

№	Название	Изображение	Кол-во, шт.	Примечание
1	Тороидальная катушка		1	

Таб.1

Общая сборка изделия



Рис.1

Процедура сборки

Как показано на рис. 1, сборка не требуется.

Примечания

1. Максимальный ток не должен превышать 3А.
2. Старайтесь не падать на тороидальную катушку, иначе она может работать неправильно.
3. Перед использованием проверьте, проводит ли тороидальная катушка ток.
4. Старайтесь держать все предметы, работа которых зависит от магнитного поля, подальше от тороидальной катушки.

Техническое обслуживание

1. Горизонтально поместите его в сухое и темное место.
 2. Обращайтесь с ним осторожно.
 3. Очищайте пятна на поверхности после использования.
 4. Припаяйте медный провод с помощью паяльника, если он отвалился.
-